

วิธีการทำ Swab for SAR -COV2 สำหรับหอผู้ป่วยต่างๆ

1.การเตรียมอุปกรณ์			
ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (gown ,glove ,Face shield,หมวกคลุมผม)	2 ชุด	รับที่หน่วย IC ชั้น 17 อาคาร สว.
2	แบบตรวจสอบขั้นตอนการทำ swab	1 ชุด	
3	Mask N-95	2 ชิ้น	หอผู้ป่วยที่ทำswabเตรียมเอง
4	ก๊อชชุบ 70% แอลกอฮอล์	5 ชิ้น	
5	กรรไกร	1 เล่ม	
6	เทปกาว	1 ม้วน	
7	ไม้กีดลิ้น	1 อัน	
8	ไฟฉาย	1 กระบอก	
9	ถังขยะพร้อมถุงแดง 2 ชั้น	1 ถัง	
10	ชุดเก็บ Swab	1 ชุด	รับที่ ห้องตรวจทางปฏิบัติการ ชั้น 9 อาคาร กว.
11	กล่องรับสิ่งส่งตรวจ	1 กล่อง	

2.ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)

- แพทย์และพยาบาลสวมชุดเครื่องป้องกันร่างกาย ตามแนวทาง
- พยาบาลติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยหลอด UTMและถุงซิปลิ้นที่ 2 และเช็ดกรรไกรด้วย 70%แอลกอฮอล์
- การเก็บสิ่งส่งตรวจ
 - กรณีผู้ป่วยไม่ใส่ ET tube แพทย์เก็บNasopharyngeal swab และ throat swab/oropharyngeal swab แต่ละตำแหน่งแล้วใส่ในหลอด UTM หรือ VTM ที่พยาบาลเตรียมไว้แล้วใช้กรรไกรตัดปลายก้าน swab
 - กรณีที่มีผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบและใส่ ET tube ให้พยาบาลเก็บ Tracheal suction ใส่ Lugen tube
- พยาบาลปิดฝาหลอดให้สนิทพันด้วยพาราฟินให้แน่นแล้วเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์รอบหลอด UTM
- พันกระดาษทิชชู/ก๊อชรอบหลอด UTM
- พยาบาลนำหลอดใส่ถุงซิปลิ้นในชั้น (ชั้นที่1) แล้วเช็ดด้วย70 % แอลกอฮอล์ แล้วใส่ในถุงซิปลิ้นที่ 2 แล้วเช็ดถุงด้วย 70 % แอลกอฮอล์
- นำหลอดตัวอย่างใส่ในกระป๋องพลาสติกที่เตรียมไว้ในกล่องโฟมโดยวางหลอดในแนวตั้งปิดฝาให้สนิทเช็ดรอบนอกกระป๋องด้วย 70 % แอลกอฮอล์
- ถอดถุงมือชั้นที่ 1
- ปิดฝากล่องโฟมและใช้เทปกาวปิดรอยต่อฝากับกล่องโฟมให้สนิทแล้วเช็ดด้วย70 % แอลกอฮอล์
- เมื่อทำ swab เสร็จ แพทย์และพยาบาลถอดชุดเครื่องป้องกันร่างกายตามแนวทางอย่างระมัดระวัง
- ล้างมือ 7 ขั้นตอนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



QR Code วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ COVID-19

จัดทำโดย หน่วยงานควบคุมการติดเชื้อ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
เบอร์โทร (043)36-6593-4 , (043)36-6599

แบบตรวจสอบขั้นตอนการทำ Swab for COVID-19

ขั้นตอนการทำ Swab	การปฏิบัติ	
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ
1.แพทย์/พยาบาลประจำหอผู้ป่วยโทรแจ้งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โทร.63568 หรือแจ้งเวรระบาด เพื่อประสานขอคัดตรวจ		
2.พยาบาลประจำหอผู้ป่วยโทรประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โทร 66983,66612 เพื่อแจ้งการส่งตัวอย่าง		
3.พยาบาลประจำหอผู้ป่วยแจ้ง พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โทร 66599 ,66593,66594 เพื่อรับคำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ		
4.แพทย์กรอกข้อมูลในแบบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในระบบ HO ที่ Document “Medical certificate”		
5.หอผู้ป่วยจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 2 ชุดและแบบตรวจสอบขั้นตอนการทำswab ที่จุดสต็อกแต่ละแผนก (ถ้าไม่มีให้รับที่หน่วยควบคุมการติดเชื้อ สว.ชั้น17)		
6.หอผู้ป่วยประสานงานรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ห้องตรวจทางปฏิบัติการชั้น 9 อาคาร กว.		
7.แพทย์เจ้าของไข้ Key order โดยคีย์คำว่า “covid” แล้วเลือกคำสั่ง รหัส 164166 PCR for novel coronavirus 2019 (ยกเว้น SMC คีย์รหัส164166S)และค่าบริการเก็บตัวอย่างรหัส 045005		
8.พยาบาลหอผู้ป่วย Key คิดเงินค่าชุด PPE จำนวน 2 ชุด รหัส 045002		
9.พิมพ์สติ๊กเกอร์จำนวน 3 แผ่น โดยติดหลอด UTM 1 แผ่น ติดถุงซิปลิ้นนอก 1 แผ่นและนำไปติดสมุดลงทะเบียนที่โต๊ะส่งสิ่งส่งตรวจ 1 แผ่น		
10.แพทย์และพยาบาลใส่ชุด PPE ตามมาตรฐานกำหนด		
11.แพทย์เก็บ Swab จำนวน 2 ตำแหน่ง Oropharyngeal swab และ nasopharyngeal swab ใส่ใน tube UTM 1 หลอด หรือ เก็บ TSC ใน Lugem tube 1 หลอด		
12. พยาบาล pack สิ่งส่งตรวจ		
12.1 พยาบาลพันจุกปิด Tube ด้วย พาราฟิน เช็ดด้วย 70%แอลกอฮอล์ รอบๆหลอด UTM		
12.2 ใช้ ทิชชู/ผ้าก๊อชพันรอบหลอด UTM แล้วใส่ในถุงซิปลิ้น เช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์ให้ทั่วบริเวณรอบนอกถุงแล้วใส่ในถุงซิปลิ้นอีกชั้น เช็ดด้วย 70%แอลกอฮอล์		
12.3 นำถุงตัวอย่างใส่ในกระป๋องปิดฝาให้แน่นเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์		
12.4 ถอดถุงมืออย่างครั้งที่ 1		
12.5 ปิดฝากล่องโฟมแล้วใช้ เทปผ้า ปิดฝาให้มิดชิดแล้วเช็ดด้วย 70% แอลกอฮอล์		
13.แพทย์และพยาบาลถอดชุด PPE ตามแนวกำหนดไว้		
14.เจ้าหน้าที่ส่งสิ่งส่งตรวจ (สวมชุดผ้าแขนยาว ถุงมือและ ผ้าปิดปากปิดจมูก) นำกล่องส่งตัวอย่างที่ห้องตรวจทางปฏิบัติการชั้น 9 อาคาร กว. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่สมุดลงทะเบียน		

แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 29 มกราคม 2564/ IC

ผู้ตรวจสอบ.....พยาบาล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....