



หน่วยเครื่องมือแพทย์

บริการเบิกวัสดุการแพทย์ คลังงานบริการพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- 1.หน่วยงานสร้างใบเบิกในระบบ HO เพื่อทำการขอเบิกได้ที่ คลังงานบริการพยาบาล ในเวลา
ราชการ
- 2.คลังงานบริการพยาบาลจะทำการตัดจ่ายผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ LOGISTIC นำส่งวัสดุยัง
หน่วยงาน (หน่วยงานไม่ต้องพิมพ์ใบเบิกนำส่ง)
- 3.หากต้องการวัสดุด่วนให้หน่วยงานสร้างใบเบิกในระบบ HO แล้วโทรแจ้ง 63159
- 4.หน่วยงาน ทำการ Accepted ในระบบ HO ทุกครั้ง เมื่อได้รับวัสดุ (กรณีเบิกแบบ Request for Transfer)



รายละเอียดวัสดุ

วัสดุการแพทย์ที่ให้บริการ

ประเภท Cuff วัดความดันโลหิตที่อลมเดี่ยว



ITEM CODE	ITEM NAME
42181605CUF00111	ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อลมเดี่ยว สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด S (ขนาด 20.5-28.5 cm)
42181605CUF00112	ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อลมเดี่ยว สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด M (ขนาด 27-35 cm)
42181605CUF00113	ผ้ารัดแขนวัดความดันโลหิตใช้กับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดที่อลมเดี่ยว สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด L (ขนาด 34-43 cm)
42181605CUF00121	ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อลมเดี่ยว สำหรับเด็กโต(ขนาด 18-26 cm)



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท Cuff วัดความดันโลหิตที่อ้อมเดี่ยว

42181605CUF00131

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อ้อมเดี่ยว สำหรับเด็กเล็ก

(ขนาด 10-19 cm)

42181605CUF00132

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อ้อมเดี่ยว สำหรับทารก

(ขนาด 6-11 cm)

ประเภท Cuff วัดความดันโลหิตที่อ้อมคู่



42181605CUF00211

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อ้อมคู่ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด S

42181605CUF00212

ผ้ารัดแขนวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อ้อมคู่ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด M

42181605CUF00213

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ชนิดที่อ้อมคู่ สำหรับผู้ใหญ่ ขนาด L

หน่วย

เครื่องมือแพทย์

63159



งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท Cuff วัดความดันโลหิตที่อ้อมคอ

ITEM CODE

ITEM NAME

42181605CUF00221 -222

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ อัตโนมัตi ชนิดที่อ้อมคอ
สำหรับเด็กโต


42181605CUF00231

ผ้ารัดแขนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัตi ชนิดที่อ้อมคอ
สำหรับเด็กเล็ก



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท กระดาษพิมพ์ผล



สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

ITEM CODE

42181705BPP00057

ITEM NAME

กระดาษพิมพ์ผลสำหรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน
ขนาด 57x45 มม.

สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหัวใจ ZOLL

ITEM CODE

42181705EKGP0090

ITEM NAME

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดพับ ขนาด 90 X
90 มิลลิเมตร (Defib. ZOLL)



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท กระดาษพิมพ์ผล

สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ายี่ห้อ Nihon

42181705EKGP0050

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดพับ ขนาด 50 X 100 มิลลิเมตร X 300 แผ่น (Defib. Nihon / WELCH ALLYN)

สำหรับเครื่อง RUN EKG 12 LEAD MAC 800

42181705EKGP0110

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดพับ ขนาด 110 X 114 มิลลิเมตร (RUN EKG MAC800)

สำหรับเครื่อง RUN EKG 12 LEAD Nihon

42181705EKGP0210

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดพับ ขนาด 210 X 20 เมตร (RUN EKG Nihon)



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท กระดาษพิมพ์ผล

สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจ ชนิดม้วน

ITEM CODE

ITEM NAME

42181705EKGP0058

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดม้วน ขนาด 58 X 25
มิลลิเมตร X 15 เมตร (Defib. CU)

สำหรับเครื่อง RUN EKG 12 LEAD MAC600

ใบเบิกภายใน

กระดาษพิมพ์ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าขนาด 80mm.X14M
(MAC600)



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุ้นหัวใจ



สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจยี่ห้อ ZOLL

ITEM CODE	ITEM NAME
42203502PAD00001	แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดใช้แล้วทิ้ง (ZOLL)
42203502PAD00021	แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับเด็ก ชนิด ใช้แล้วทิ้ง (ZOLL)

สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจยี่ห้อ Nihon

42203502PAD00004	แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดใช้แล้ว ทิ้ง(NIHON KOHDEN)
42203502PAD00024	แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับเด็ก ชนิดใช้แล้วทิ้ง (NIHON KHODEN)

หน่วย

เครื่องมือแพทย์

63159



งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์



รายละเอียดวัสดุ

สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจยี่ห้อ PHILLIP/CU

ITEM CODE	ITEM NAME
42203502PAD00003	แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่ ชนิดใช้แล้วทิ้ง (PHILLIP/CU)
42203502PAD00023	แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกระตุ้นหัวใจ สำหรับเด็ก ชนิดใช้แล้วทิ้ง (PHILLIP)



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท Thigh sleeve

Sleeve Type	Width	Girth	Length
<p>[THIGH SLEEVE]</p>	S < 60cm (24")	S < 54cm (21")	S < 55cm (22")
	M < 75m (30")	M < 69m (27")	M < 64m (25")
	L < 93cm (37")	L < 87cm (34")	L < 67cm (26")
	XL < 113cm (44")	XL < 107cm (42")	XL < 67cm (26")
	< 80cm (31")	< 71cm (28")	< 63cm (25")

Width คือ ความกว้างของขา Girth คือ ความกว้างของรอบขา Length คือ ความยาว

(ให้ทำการวัดขาผู้ป่วยก่อนทำการเบิก THIGH SLEEVE)

ITEM CODE	ITEM NAME
42142108TSLEEVES	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size S
42142108TSLEEVE M	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size M
42142108TSLEEVE L	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำส่วนลึก (Thigh sleeve) size L
42142108TS00003	อุปกรณ์ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่หลอดเลือดดำ ขนาด XL



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท ชุดอุ่นเลือดและสารละลาย

ITEM CODE

ITEM NAME

42222307WARMBLOD

ชุดอุ่นเลือดและสารละลาย สามารถควบคุมอุณหภูมิ และอัตราการไหลได้

ประเภท Intravenous Disposable Catheter ch.24

ITEM CODE

ITEM NAME

42221504IVC10024

Intravenous Disposable Catheter ch.24 ชนิดคมและดัดเป็นพิเศษ

ประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

ITEM CODE

ITEM NAME

42182201DIT00001

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (ทางรักแร้) แบบดิจิตอล



รายละเอียดวัสดุ

ประเภท Stylet (Guide Wire)

ITEM CODE	ITEM NAME
42272004STY00001	Stylet(Guide wire)No.S สำหรับทารกแรกเกิด
42272004STY00002	Stylet (Guide Wire) No.M สำหรับผู้ใหญ่
42272004STY00003	Stylet (Guide Wire)No.L สำหรับผู้ใหญ่

ประเภท กระบอกปัสสาวะ/หม้อนอน

ITEM CODE	ITEM NAME
42272004STY00001	กระบอกปัสสาวะสแตนเลส
42141602BPS00001	หม้อนอนผู้ใหญ่ทำด้วย stainless

ประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น

ใบเบิกภายใน	เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น
-------------	---------------------------

ประเภท เสาน้ำเกลือ

ใบเบิกภายใน	เสาน้ำเกลือสแตนเลส ขนาดมาตรฐานทั่วไปมี ล๊อตที่ฐาน
-------------	--